









Marktübersicht PMU-Geräte/-Farben

				
Unternehmen	Akzent direct GmbH	Beauty Corporation GmbH	Beauty Line Berlin	Long-Time-Line Cosmetics Make-up GmbH
Ansprechpartner	Elisa Kailing	Oliver Prok	Stefan	Regina Wörner
Telefon	+49 (0) 60 51 / 9 22 60	+49 (0) 47 37 21 90 44	+49 (0) 77 / 3 22 90 00	+49 (0) 66 / 7 47 00 00
E-mail	info@akzent-direct-gmbh.com	info@beauty-corporation.de	beautylines@beautylines.de	info@long-time-line.com
www	www.akzent-direct-gmbh.com	www.beauty-corporation.de	www.beautylines.de	www.long-time-line.com
Produkt				
Produktbild (eines) Ihrer Geräte				
Name des Gerätes	Perma-Line Device Pigmentiergerät	series Series mit Sensitiv	Golden Beauty Touch	Long-Time-Line Cosmetics Line One
Aus welchen Elementen besteht das Gerät?	Steuergerät, Fußpedal, Handstück, Handstückablage, Netzteil, 3 Hygienemodule	Steuergerät mit Touch-Tastaturen, Handstück mit Sensitiv-Unterstützung, Fußpedal, Ablage, 3 Nachsterile	Touch-Cosmetics-Steuerung, Golden-Peak-Handstück, Handstückablage, 10 Module, Netzteil	Microspigmentiergerät (Anschluss für 2 Lines), 1 Line-LED, Nachsteril-Fußpedal, Bed. Abklappung, Aluminium-Markier-Koffer, 4 Microspigmentierfächer/Modul, 20 Stereomodule-LED, Neutrisierung
Gewicht	2,7 kg	1,1 kg	1,4 kg	9 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	2.155,50 €	3.280,- €	1.550,- € (p. 255,- € / 10 Mod. 5-Minuten)	3.450,- €
Produktbeschreibung	Hightech Gerät, benutzerfreundliche Bedienung, gleichmäßige Stichfrequenz, individueller Farbfluss	Integriert die series Geräte für Lippen & Wimpern, PMU, optional mit Microneedling & Kühlfunktion	Elegante Touch-Cosmetik, klass. & ultrapräzise Handstück für feinste Linienfüllungen mit Hygienemodulen	Gerät mit vier Programmen zur perfekten präzisen Pigmentierung von kosmetischen und kosmetischen Techniken
Für wen ist das Gerät geeignet?	Einsteiger bis Profi	Einsteiger bis Profi, Ärzte	Einsteiger bis Profi	Einsteiger bis Profi
Welche Behandlungen können durchgeführt werden?	Alle Gesichtspigmentierungen, Narben, Korrekturen und Retuschen, Humanmedizinische Pigmentierungen, Mikroneedling	Alle kosmetischen und medizinischen Pigmentierungen, Lippen, Camouflage & Korrekturschichten mit verschalteter Sensitiv-Unterstützung, Microfilling, Cool-Spitz	Alle Pigmentierungen, Hautfalten, Wimpern, PMU, Retuschen, Korrekturen, Permanent PMU, Anti-Aging & Resedling, Mesotherapie & Lifting	Mikrospigmentierungen von Augenbrauen, Lippen und Lidstrich sowie Camouflage-Behandlungen von Scaldenhergen
Eigenschaften				
Nennen Sie die Eigenschaften des Steuergerätes	Display-Geschwindigkeitsanzeige, Anpassung der Nadelgeschwindigkeit	Menüführung, autom. Parameteränderungen, Touch-Tastaturen, Sensitiv-Unterstützung verschaltbar	4 Programme: Augenbrauen, Lidstrich, Lippen & Wimpern, Free Geschwindigkeitseinstellung	LED gesteuert, 4 Programme, Pigmentierung Narben & Scaldenhergen, mit Farbfluss-Geschwindigkeit
Nennen Sie die Eigenschaften des Handstücks	Ergonomisch, vibrationsarm, individueller Farbfluss, sekundenschneller Modulwechsel	Vollteil, leicht & vibrationsarm, Sensitiv-Modulerkennung, Hautschonendes, Modulwechsel 2/3 bis 5/10 mm	Golden-Peak & vibrationsarm, ergonomisch, leicht, feinste Linien wie Microblading, 10 Module	Schweizer Magnet-Modul-Modul für Hautschonendes, präzise, schmerzlos & präzise Module, Nachsterilung verschaltbar, sterile verschaltbar 1-3 mm
Einstellung der Nadel- bzw. Penetrationstiefe	Je nach Behandlung stufenlos einstellbar. 0 bis 1,0 mm	Manuell einstellbar von 0 – 2,5 mm, mit geschalteter Sensitiv-automatische Einstellung	0,2 – 2,5 mm	Stufenlos verschaltbar 1-3 mm
Besondere Hygienevorkehrungen	Sterile Hygienemodule mit Farbrücklaufschutz, desinfizierbare, glatte Geräteoberfläche	Stark-Druck-Nachsterile mit Drogenabfängung, leicht desinfizierbare Geräteoberfläche, alle in 1/2 in nach Nachsterilisationszeit verschalteter Werkzeuge	Stark-Druck-Hygienemodule, einstufige Reinigung & Sterilisation im 2-stufigen Handstück & im Komplettsystem	Stark-Druck-Nachsterile mit Sperrmechanismus zur Verhinderung mehrmaliger Nutzung, leicht zu reinigende Geräteoberfläche
Gewährleistung (Dauer, auf welche Elemente?)	2 Jahre: Gerät und Handstück	2 Jahre: Gerät, Handstück & Zubehör	2 Jahre: Gerät, Handstück & Zubehör	2 Jahre: Gerät und Line
Permanent Make up Farben				
UVP je Menge (zzgl. MwSt.)	Ab 34,95 € / 10 ml	55,- € / 10 ml, 84,- € / 10 ml	11ml: 45,- € / 10 ml, 50 € / 12 ml / 1,2: 50,- € / 10 ml	Lippen, Augenbrauen, Camouflage 55,- € / 10 ml, Lippen 110,- €
Anzahl verschiedener Farben pro Behandlung (Lippen, Eyeliner, Brauen)	Lippen 18, Lider 1, Brauen 16, Camouflage / Haut 12	Lippen 14, Lider 4, Brauen 17, Camouflage & Humanmedizin 14	11ml: High-Intensity-Farben: Augenbrauen & Lippen 16, Lidstrich & Camouflage / Haut & Highlights 5 / 1,2 Augenlid-Farben: Augenbrauen 15, Lippen 13, Lidstrich & Microfilling 4	Lippen 17, Augenbrauen 15, Lidstrich & Camouflage 10
Welche Inhaltsstoffe haben die Farben?	Isopropyl Alcohol, Aqua, Glycerin, VP/VA Copolymer	Wasser, Propylen Glycol, Isopropyl Alcohol, Glycerin, PEG 5 VP/VA Copolymer, Pigmente (CI 77281, 77285, 50500, 50501, 50110, 50502)	11ml: High-Intensity-Farben: Propylene Glycol, Aqua, Glycerin, Silica, PEG 40, 1,2 Augenlid-Farben: Aqua, Glycerin, natürliche Mineralien	Aqua, Alcohol, Propylene Glycol, Glycerin, 0,1% povidon-ergänztchen oder analog, schon feilgepigmentiert per Farbe
Welche Eigenschaften haben die Farben?	Made in Germany, untereinander mischbar, keine Schwermetalle, DIN EN ISO geprüft/zertifiziert, kein Farbumschlag	Made in Germany, Ready To Use! Keinerlei Toxine von Kosmetikergewinnstoffen und Eisenoxiden, keine Treibstoffe und Ace-Pigmente, optimales Farbfluss und Injektionsverhalten, exzellente Farbstabilität	Hochde-Farbestabilität & Stabilität, Made in Germany, ohne Alkohol (Isopropyl), Ready gestrichelt	Made in Germany, Herstellung im eigenen Labor, untereinander mischbar, keine Farblücken, Ready gestrichelt
Zubehör				
Welches Zubehör führen Sie für die PMU-Behandlung?	Hygienemodule, Schablonen, Vorzeichenstifte, Zirkel und Lineale, Übungshaut, Farbversiegler, Farbverdünner, Farbmischbehälter, Pflegeprodukte, Hygieneartikel, Pinzetten, Lupenbrille, Microbladingzubehör, Werbemittel und Studiozubehör	Cool-Spitz, Nachsterilisationsmittel, Ölspray, Zirkel, Vorzeichenstifte, Alteson, Microneedling/Microfilling-Gesamtes, Sterilisationsmittel	Nachsterile für wieder genutzte Geräte, Übungsmaterial, Vorzeichenstifte, Farbmischer, Schablonen, Präzisionswerkzeuge, Golden-Peak, Behandlungsmaterial, Pigmentmaterial	Farben, Vorzeichenstifte, starke Druck-Module mit Rücklaufschutz, Reinigung zur Unterbrechung der Behandlung, Nachsterilisationsmittel, Hautschonendes, Hygienemodule, Brillenlinsen, Nachsterilisationsmittel, Geschichtsausrüstung, Pigmentierung, Werbemittel etc.